

重庆市临床检验中心 2018 年重庆市血铅检测室间质量评价活动安排

一、室间质评活动安排和项目：

2018 年血铅检测室间质量评价活动全年共进行两次，每次 5 个样本，**质控样本分 2 次寄发。本次寄发 5 个批号的质控品。**具体安排如下：

活动 次数	质评物批号	建议测定 日 期	结果回报 截止日期	统计回报 结果时间
第一次	201811、201812、201813、201814、201815	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	201821、201822、201823、201824、201825	9 月 20 日	9 月 30 日	10 月 30 日

质评项目（1 项）：全血铅，要求开展了该项目的实验室都要参加室间质评。

二、质评物使用方法及注意事项：

1. 各实验室收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心联系，寄出质控品 10 日后不再补寄；未复溶的质控血样保存在-20° C 冰箱中。
2. 测定前将质评物从冰箱中取出，室温放置 30 分钟平衡至室温，用力轻微混匀至完全溶解后室温放置 2 分钟，再轻微混匀后同病人标本相同条件下测定。

三、结果回报：

1. **请注意建议测定日期和结果回报截止日期，在规定时间内回报的结果不予统计。**
2. 使用回报表中规定的统一单位填写，每一项目数据小数保留位数以报表提供的格式为准，请正确填写回报表中的各项内容，（新参加单位请向临检中心办公室申请实验室编码），阿拉伯数字字迹工整清晰。
3. 测定方法、仪器厂家、型号、试剂和校准物厂家分别按表 1、表 2 的编码填写（否则，将影响成绩）；**“校验和”**为 5 个批号同一项目结果之和。
4. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。进入“重庆市临床检验中心 http://www.cghhospital.org/depart_check/”页面，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四、室间质评活动中的专业问题请与牛长春联系，电话 63510942。质评办公室电话：63519127。

五、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编：400014

重庆市临床检验中心

2018 年 3 月