

## 重庆市临床检验中心

## 2018 年重庆市尿 HCG 室间质量评价活动安排

## 一、评价项目与时间表

2018 年重庆市临床检验中心尿 HCG 室间质评活动全年安排 2 次。质评物分两次寄发，均保存在 2℃~8℃条件下。建议测定日期及回报截止日期通知如下：

活动次数	批号	建议测定日期	上传结果截止日期	统计回报结果日期
第一次	201811, 201812, 201813, 201814, 201815	收到即测	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	201821, 201822, 201823, 201824, 201825	收到即测	9 月 30 日	10 月 30 日

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

## 二、样本处理方法及回报结果注意事项

1. 请各实验室收到质评物后，保存于 2℃~8℃。
2. 质评物的检测步骤：
  - (1) 检测前，将质评物放置室温平衡 30 分钟；
  - (2) 轻轻颠倒混匀装有质评物的试管，不要振摇，避免产生气泡，小心开启瓶盖，进行检测。
  - (3) 检测样品时，应按日常病人检测样品处理方式处理，由日常工作人员使用实验室常规检测系统（仪器、试剂和方法等）检测，检测次数应与常规检测病人样本的次数相同。
3. 回报结果时，若仪器编码填写其他，请务必详细填写具体名称及型号。
4. **使用注意事项和安全警告：**质评物的处理应视同疾病传染性制品，按照实验室生物安全防护指南要求操作。

## 三、其他注意事项

1. 收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，检查质评物是否渗漏。如发现问题请在发出样本 10 日内与中心联系。
2. **免费使用** Web 方式传递室间质评信息。进入“重庆市临床检验中心 [http://www.cghhospital.org/depart\\_check/](http://www.cghhospital.org/depart_check/)”页面，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话：(010) 84533392-17。
3. 参加室间质评单位遇到的与质评有关的问题直接与临检中心室间质评室联系，电话：(023) 63519127

## 四、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号      重庆市人民医院三院院区内  
重庆市临床检验中心临床检验质评室      邮编：400014

重庆市临床检验中心

2018 年 3 月