

重庆市临床检验中心

2022 年重庆市血气和酸碱分析室间质量评价活动安排及注意事项

一、室间质评活动安排和项目：

2022 年血气和酸碱分析室间质量评价活动全年共进行两次，每次 5 个批号，质评样本一并寄发，具体安排如下：

| 活动次数 | 批 号 | 建议测定日期 | 上传结果截止日期 | 统计回报结果日期 |
|------|--|----------|----------|-----------|
| 第一次 | 202211, 202212, 202213, 202214, 202215 | 4 月 20 日 | 4 月 30 日 | 5 月 30 日 |
| 第二次 | 202221, 202222, 202223, 202224, 202225 | 9 月 21 日 | 9 月 30 日 | 10 月 31 日 |

mmHg 与 kPa 的换算系数：1 mmHg =0.133kPa

二、质评物的保存和使用方法及注意事项：

1. 各实验室收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心联系，寄出质控品 10 日后不再补寄。
2. 血气质控物应存放于 2 ~ 8℃ 环境，避免阳光直接照射。
3. 测定（未开瓶之前）前一定要将质评物置于室温，平衡至室温后，晃动数次（大约 10 秒）使其充分混匀（方法：将手指轻轻接触瓶底和瓶尖来回旋转），静置一分钟后再次开瓶测定（开瓶时应小心注意安全）。
4. 质控样本检测时，使用血气分析仪的质控模式。质控物打开后必须迅速测定，以保证测定结果的准确可靠。

5. 实验室必须开展室内质控，绘制室内质控图，以保证血气及 pH 测定结果的精密度。

三、结果回报：

1. 请注意建议测定日期和结果回报截止日期，在规定时间内回报的结果不予统计。
2. 使用回报表中规定的统一单位填写，每一项目数据小数保留位数以报表提供的格式为准。
3. 测定方法、仪器厂家、型号、试剂和校准物厂家分别按表上的编码填写。
4. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四、请按照本通知的时间进行第二次室间质评测定，并按时网上回报(寄回)质评结果回报表。

五、室间质评活动中的专业问题请与牛长春联系，电话 63510942。质评办公室电话：63519127。

六、请直接在网上回报，如果个别单位确实无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编：400014

重庆市临床检验中心

2022 年 4 月