

重庆市临床检验中心

2022 年重庆市血清降钙素原、白介素 6 室间质量评价 活动安排及注意事项

一、评价项目与时间表

2022 年重庆市血清降钙素原、白介素 6 室间质量评价共进行 2 次活动，**质控品分两次寄发**。具体安排如下：

活动次数	批号	建议测定日期	上传结果截止日期	统计回报结果日期
第一次	202211,202212,202213,202214,202215	收到即测	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221,202222,202223,202224,202225	收到即测	9 月 30 日	10 月 31 日

二、样本保存

质评样品为液体，收到后应暂存在 2-8℃冰箱中，立即检测。

三、样本处理

测定时，从 2-8℃冰箱中取出，室温静置至少 15 分钟后轻轻摇动混匀。操作过程应注意避免产生气泡。按照试剂盒血清样本的加样要求进行检测。

质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

四、注意事项

- 1、若质控品接收后出现问题（如破损、重号、标识不清、标签脱落等），请及时与室间质评室联系。
- 2、**免费使用** Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。
- 3、室间质评活动中的专业问题可与临床生化室联系：电话：（023）63510942，联系人：牛长春。
- 4、参加室间质评单位遇到的与质评有关的问题直接与临检中心室间质评室联系，电话：（023）63519127。

五、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编：400014

重庆市临床检验中心
2022 年 4 月