

重庆市临床检验中心 2022 年重庆市优生优育 (TORCH) 检验室间质量评价 活动安排及注意事项

一、评价项目与时间表

2022 年重庆市优生优育 (TORCH) 检验室间质量评价共进行 2 次活动, 每次 5 个批号, 质控样本分 2 次寄发。测定项目包括 TG (弓形体)、 HSV-1 (单纯疱疹病毒-1)、 HSV-2 (单纯疱疹病毒-2)、 CMV (巨细胞病毒)、 RV (风疹病毒) 五个项目的 IgM 及 IgG 检测。活动具体安排如下:

活动次数	批号 IgG/IgM	样本建议 测定日期	结果上报 截止日期	质评成绩 下发日期
第一次	202211, 202212, 202213, 202214, 202215	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221, 202222, 202223, 202224, 202225	9 月 21 日	9 月 30 日	10 月 31 日

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本处理方法

1. IgG 质控品为液体, 0.25ml/支, 该样本是原倍样本, 检测时视同病人样本对待。
2. IgM 质控品为液体, 0.25ml/支, 该样本是原倍样本, 检测时视同病人样本对待。
3. HSV-1 和 HSV-2 混合检测的试剂 (不能区分 HSV-1 和 HSV-2), 填写回报表时, 只填写 HSV1/2 IgG 或 HSV1/2 IgM 结果, 不需分别填写 HSV-1 和 HSV-2 检测结果。HSV-1 和 HSV-2 分别检测的试剂, 填写回报表时, 分别填写 HSV-1 和 HSV-2 检测结果, 不需填写 HSV1/2 IgG 或 IgM 结果。

三、注意事项

- 1、收到质控血清后, 应立即检查血清的批号、数量是否与活动安排相符, 检查血清是否渗漏。如发现问题请及时与中心联系, 寄出质控品 10 日后不再补寄。**检测前样本应在 2-8℃ 保存, 避免反复冻融。**
- 2、**免费使用** Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>, 进入重庆市人民医院官网, 点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”, 然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面, 请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。
- 3、室间质评活动中的专业问题可与临床免疫室联系:
电话: (023) 63516483, 联系人: 田华
- 4、参加室间质评单位遇到的与质评有关的问题直接与临检中心室间质评室联系,
电话: (023) 63519127

四、请直接在网上报, 如果个别单位无法在网上回报, 可将报表寄至:

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编: 400014

重庆市临床检验中心
2022 年 4 月