

## 重庆市临床检验中心

## 2018 年微生物革兰染色室间质量评价活动安排

## 一、 室间质量评价活动与项目

2018 年微生物革兰染色室间质量评价将进行 2 次活动（共 10 个批号样本），质控样本分 2 次寄发。标本盒内容：包括 5 张涂片标本。

活动次数	批 号	建议测定日期	上传结果截止日期	统计回报结果日期
第一次	201811, 201812, 201813, 201814, 201815	收到即测	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	201821, 201822, 201823, 201824, 201825	收到即测	9 月 30 日	10 月 30 日

## 二、 操作说明：

检测时，打开标本盒，取出玻片，固定后，按照本实验室革兰染色标准操作规程进行革兰染色。保存说明：接到此标本室温保存，忌置冰箱放置。生物安全提示：标本为模拟标本，已灭菌。

## 三、 注意事项

1. 各实验室收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心联系，寄出质控品 10 日后不再补寄。
2. 室间质评标本，请按临床标本处置，实验室中所有的技术人员都应参加，采用做病人标本同样方法、步骤操作及报告结果。
3. 标本处置：所有质控标本应视为传染性物质，应小心处理，高压灭菌后才能丢弃。
4. 评分说明：每个标本正确 20 分，满分 100，80 分以上合格。
5. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。进入“重庆市临床检验中心 [http://www.cghhospital.org/depart\\_check/](http://www.cghhospital.org/depart_check/)”页面，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

## 四、 联系方式

临检中心办公室电话：023-63519127、传真 023-63516241 细菌室：023-63514758

## 五、请直接在网上回报，如果个别单位实在无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院内  
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编：400014

重庆市临床检验中心

2018 年 3 月