

重庆市临床检验中心

2022 年重庆市抗缪勒管激素测定室间质量评价

活动安排及注意事项

一、评价项目与时间表

2022 年重庆市抗缪勒管激素室间质量评价将进行 2 次活动（共 10 个批号样品）。测定项目抗缪勒管激素。

活动次数	批号	样品建议 测定日期	结果上报 截止日期	质评成绩 下发日期
第一次	202211、202212、202213、202214、202215	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221、202222、202223、202224、202225	9 月 21 日	9 月 30 日	10 月 31 日

注：为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样品保存温度：2℃ ～ 8℃

三、样品处理

质评样品为冻干粉，测定前将样本从冰箱取出，室温（18℃～ 25℃）放置约 30 分钟，准确加入 0.5ml 去离子水或蒸馏水，使质控品充分复溶，然后轻轻混匀后进行测定。质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

四、注意事项

- 收到样品后，应立即检查批号、数量是否与活动安排相符，若发现室间样品出现破损、重号、标识不清、标签脱落等问题，请在发出样本 10 日内与中心联系。检测前样本应在 2～8℃ 保存，避免反复冻融。
- 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面。请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。
- 室间质评活动中的专业问题可与牛长春联系，电话：（023）63510942。
参加室间质评单位遇到的与质评有关的问题直接与临检中心室间质评室联系，电话：（023）63519127。

五、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将回报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院（三院院区）内
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编：400014

重庆市临床检验中心

2022 年 4 月