

## 重庆市临床检验中心

### 2022 年红细胞沉降率室间质量评价活动安排及注意事项

#### 一、评价项目与时间表

2022 年重庆市临床检验中心红细胞沉降率室间质评活动全年安排 2 次,共计 10 个样本。质控样本分 2 次寄发,均保存在 2℃~8℃条件下。建议测定日期及回报截止日期通知如下:

活动次数	批号	样本建议测定日期	结果上报截止日期	质评成绩下发日期
第一次	202211、202212、202213、202214、202215	收到即测	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221、202222、202223、202224、202225	收到即测	9 月 30 日	10 月 31 日

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

#### 二、样本处理方法及回报结果注意事项

1. 请各实验室收到质评物后,即刻检测。
2. 质评物的检测步骤如下:
  - (1) 检测前,轻轻颠倒装有质评物的试管混匀约 1 分钟左右,管底朝上,确认管底无沉积物则说明已充分混匀。在混匀质评物时不能剧烈震荡,切忌使用震荡器。
  - (2) 使用你室常规方法对质评物进行检测,并以潜在传染性物品处理。
  - (3) 注意事项:质评物不需进行再稀释,直接进行检测即可,如使用含有抗凝剂的商品化血沉管时,应将抗凝剂去除后再进行检测。
3. 本质评物不适用于意大利 ALIFAX TEST 1 系列血沉仪的检测。
4. 回报结果时,若仪器编码填写其他,请务必详细填写具体名称及型号。

#### 三、其他注意事项

1. 收到质评物后,应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符,检查质评物是否渗漏。如发现问题请在发出样本 10 日内与中心联系。
2. 用免费使用 Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>,进入重庆市人民医院官网,点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”,然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面,请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全,进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系,电话(010) 84533392-17。
3. 室间质评活动中的专业问题请与临检室联系,电话:(023) 63504402,联系人:张文佳。质评办公室电话:(023) 63519127。

#### 四、请直接在网上回报,如果个别单位无法在网上回报,可将报表寄至:

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号      重庆市人民医院三院院区  
重庆市临床检验中心质评室      邮编: 400014

重庆市临床检验中心  
2022 年 4 月