

2022 年重庆市临床检验中心红细胞沉降率测定

室间质评方法和仪器编码

一、方法

1700	仪器法
1701	手工法（魏氏法）

二、仪器

1701	Westergren ESR 测定管
1702	Monitor-S, J, J+, Microsed (Electa-lab, Italy) 血沉检测仪
1703	XCY-III A, IIIB 血沉检测仪
1704	其他型号的血沉检测仪（请详细填写仪器名称及型号）
1705	SRS100/SRS20/SRS10 血沉检测仪
1706	Vesmatic 20/20plus new; Ves matic30/30plus 血沉检测仪
1707	Greiner pipettes ESR 测定管
1708	其他血沉测定管（请详细填写名称）
1709	普利生
1710	赛科希德
1711	迅达
1712	大龙 Dragon Med
1713	重庆天海
1714	普朗 PUC-2068A/2068B
1715	重庆南方
1716	亚辉龙系列
1717	河北鑫乐
1718	上海迅达
1719	深圳越华