

## 重庆市临床检验中心

## 2022 年重庆市网织红细胞室间质量评价活动安排

## 一、评价项目与时间表

2022 年重庆市临床检验中心网织红细胞室间质评活动全年安排 2 次，共 4 个批号。每次活动发放 2 个批号的质评物，均保存在 2℃~8℃条件下。建议测定日期及回报截止日期通知如下：

活动次数	批号	建议测定日期	上传结果截止日期	统计回报结果日期
第一次	202211, 202212	收到即测	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221, 202222	收到即测	9 月 30 日	10 月 31 日

注:为保证及时回报结果,截止日期后收到的结果将不予统计分析。

## 二、样本处理方法及回报结果注意事项

1. 请各实验室收到质评物后，保存于 2℃~8℃。
2. 质评物的检测步骤：
  - (1) 检测前，将质评物放置室温平衡 30 分钟；
  - (2) 轻轻颠倒混匀装有质评物的试管，不要振摇，避免产生气泡，小心开启瓶盖，进行检测。
  - (3) 检测样品时，应按日常病人检测样品处理方式处理，由日常工作人员使用实验室常规检测系统（仪器、试剂和方法等）检测，检测次数应与常规检测病人样本的次数相同。
3. 混匀至瓶内样本完成摇散，呈均匀状态，或置于自动混匀器上，混匀 10 分钟以上。
4. 回报结果时，若仪器编码填写其他，请务必详细填写具体名称及型号。
5. 使用注意事项和安全警告：质评物为由人源全血制备的样品，其处理应视同疾病传染性制品，按照实验室生物安全防护指南要求操作。

## 三、其他注意事项

1. 收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，检查质评物是否渗漏。如发现问题请在发出样本 10 日内与中心联系。
2. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。在重庆市人民医院网页（[www.cghhospital.org](http://www.cghhospital.org)）下面链接进入“重庆市临床检验中心”页面，然后点击“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。
3. 室间质评活动中的专业问题请与临检室联系，电话：（023）63504402，联系人：张文佳。质评办公室电话：（023）63519127。

## 四、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号      重庆市人民医院三院院区  
重庆市临床检验中心质评室      邮编：400014

重庆市临床检验中心

2022 年 4 月