

# 2022 年重庆市临床检验中心网织红细胞

## 室间质评仪器和试剂编码

### 一、方法

8401	手工显微镜法	8402	仪器法
------	--------	------	-----

### 二、仪器

84001	Miller 窥盘, 计数 RBC 不少于 1000 个	84002	Sysmex-其他型号仪器(请详细注明仪器型号)
84003	Miller 窥盘, 计数 RBC 少于 1000 个	84004	Siemens-ADVIA 120/2120/2020i
84005	未使用 miller 窥盘, 计数 RBC 不少于 1000	84006	Siemens-其他型号仪器(请详细注明仪器型号)
84007	未使用 miller 窥盘, 计数 RBC 少于 1000	84008	Abbott-Cell-Dyn sapphire
84009	Beckman-Coulter-LH series	84010	Abbott-Cell-Dyn ruby
84011	Beckman-Coulter-Gen-S	84012	Abbott-Cell-Dyn 3700
84013	Beckman-Coulter-STKS	84014	Abbott-Cell-Dyn 3200
84015	Beckman-Coulter-HmX	84016	Abbott-其他型号仪器(请详细注明仪器型号)
84017	Beckman-Coulter-Unicel DxH800	84018	ABX-pentra 120retic
84019	Beckman-Coulter-其他型号仪器(请详细注明仪器型号)	84020	ABX-pentra dx 120
84021	Sysmex-R-series	84022	ABX-其他型号仪器(请详细注明仪器型号)
84023	Sysmex-XE2100	84024	迈瑞 BC5800/BC5600
84025	Sysmex-XT2000i	84026	迈瑞 BC6800/BC6600
84027	Sysmex-SE9500	84028	迈瑞 BC6900
84029	Sysmex-XE5000	84030	迈瑞-其他型号仪器(请详细注明仪器型号)
84031	Sysmex-XT4000i	84032	Sysmex-XN 系列
84999	其他品牌仪器 (请详细注明生产厂商及仪器型号)		

### 三、试剂编码

84001	自配染液 (用于显微镜人工检测方法, 请注明)	84002	Sysmex-RED-800
84003	自配染液(煌焦油蓝,用于显微镜人工检查方法)	84004	Sysmex-其他试剂(请详细注明试剂名称)
84005	自配染液(新亚甲蓝,用于显微镜人工检查方法)	84006	Siemens-ADVIA2120 Autoretic
84007	商品化染液(用于显微镜人工检测方法, 请注明)	84008	Siemens-ADVIA 2020i Autoretic
84009	商品化染液(煌焦油蓝,用于显微镜人工检查方法)	84010	Siemens-ADVIA 120Autoretic
84011	商品化染液(新亚甲蓝,用于显微镜人工检查方法)	84012	Siemens--其他试剂(请详细注明试剂名称)
84013	Beckman-Coulter-Retic Pak Reagent Pak	84014	Abbott-reticulocyte reagent
84015	Beckman-Coulter LH series Retic Pak	84016	Abbott-其他试剂(请详细注明试剂名称)
84017	Beckman-Coulter ReticPrep Reagent A	84018	ABX-retic
84019	Beckman-Coulter DxH Retic Pack	84020	ABX-fluocyte
84021	Beckman-Coulter-其他试剂(请详细注明试剂名称)	84022	ABX-其他试剂(请详细注明试剂名称)
84023	Sysmex-Retsearch II	84024	迈瑞 M-68FR
84025	Sysmex-RET PACK	84026	迈瑞-其他试剂(请详细注明试剂名称)
84027	Sysmex-FLUOROCCELL RET	84028	Sysmex-RED-700A
84999	其他仪器检测试剂(请详细注明试剂名称及生产厂商)		