

## 重庆市临床检验中心

## 2022 年重庆市血液粘度室间质量评价活动安排

## 一、评价项目与时间表

2022 年重庆市临床检验中心血液粘度室间质评活动全年安排 2 次。本次活动共发放 5 个批号的质评物，均保存在 2℃~8℃ 条件下。建议测定日期及回报截止日期通知如下：

活动 次数	质评物批号	建议测定 日 期	结果回报 截止日期	临检中心 回报时间
第一次	202211, 202212, 202213, 202214, 202215	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221, 202222, 202223, 202224, 202225	9 月 21 日	9 月 30 日	10 月 31 日

注:为保证及时回报结果, 截止日期后收到的结果将不予统计分析。

## 二、样本处理方法及回报结果注意事项

1. 质评物均为液体, 5ml/瓶, 请各实验室收到质评物后, 保存于 2℃~8℃。
2. 质评物的检测步骤:
  - (1) 检测前, 将质评物放置室温平衡 30 分钟。
  - (2) 轻轻颠倒混匀装有质评物的试管, 不要振摇, 避免产生气泡。
  - (3) 检测样品时, 应按日常病人检测样品处理方式处理, 由日常工作人员使用实验室常规检测系统(仪器、试剂和方法等)检测, 检测次数应与常规检测病人样品的次数相同, 检测 1s-1、50s-1 和 200s-1 切变率下的粘度值, 如果测定仪器没有设置上述切变率, 可以与相关生产厂商联系。
3. 回报结果时, 若仪器编码填写其他, 请务必详细填写具体名称及型号。
4. 使用注意事项和安全警告: 质评物处理应视同疾病传染性制品, 按照实验室生物安全防护指南要求操作。

## 三、其他注意事项

1. 收到质评物后, 应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符, 检查质评物是否渗漏。如发现问题请在发出样本 10 日内与中心联系。
2. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>, 进入重庆市人民医院官网, 点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”, 然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面, 请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全, 进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系, 电话(010) 84533392-17。
3. 参加室间质评活动中的专业问题请与临检中心万雅芳联系, 电话: 63504402。质评办公室电话: 63519127。

四、请直接在網上回报, 如果个别单位无法在網上回报, 可将报表寄至:

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区內  
重庆市临床检验中心质评室 邮编: 400014

重庆市临床检验中心

2022 年 4 月