

重庆市临床检验中心

2022 年类风湿相关检测室间质量评价活动安排

一. 室间质评活动安排:

2022 年类风湿相关检测室间质量评价活动共进行 2 次, 每次 5 个批号, 质控品分两次寄发, 评价项目包括抗环瓜氨酸肽 (抗-CCP) 抗体、抗角蛋白 (AKA) 抗体。具体安排如下:

活 动 次 数	批 号	建议测定 日 期	回报结果 截止日期	统计结果 回报日期
第一次	202211、202212、202213、202214、202215	4 月 20 日	4 月 30 日	5 月 30 日
第二次	202221、202222、202223、202224、202225	9 月 21 日	9 月 30 日	10 月 31 日

二. 质控血清的使用及注意事项:

1. 收到质控血清后, 应立即检查批号、数量是否与活动安排相符, 血清是否渗漏, 如发现问题请及时与市临检中心联系, 寄出质控品 10 日后不再补寄。**质控品请放-20℃保存, 避免反复冻融。**
2. 请注意**建议测定日期和回报结果截止日期**, 在规定时间内回报的结果不予统计。
3. 测定前请先将质控血清恢复到室温, 然后颠倒混匀以保证标本均匀一致, 如有因冻融而产生的絮状沉淀应离心后取上清检测, 开盖后存放 2-8℃, 一周内检查完毕。
4. 所发质控样本虽已经灭活处理, 但由于潜在的传染因素, 仍应按传染性样本对待。

三. 结果回报:

1. 请正确填写回报表中的各项内容, 质评结果按批号填写, 位置勿填错, 填写数据时请“对号入座”, 字迹清晰工整。
2. 测定结果的回报:
实验室如进行定性检测, 则只报告抗-CCP 抗体 (定性) 检测结果 (报“+”或者“-”); 实验室如进行定量检测, 则须同时报告抗-CCP 抗体 (定性) 和 (定量) 检测结果。注意!! : 定量检测结果不要填写 S/CO 值! 进行定量检测的实验室也必须填报定性结果, 否则没有质评成绩。
3. 测定方法、试剂厂家和仪器名称请分别按你室所采用的情况填写上相应的代码, 如编码表上未列出你室所采用的内容, 请直接填上具体的内容, 如果未填写则作为不合格报表。
4. **免费使用** Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>, 进入重庆市人民医院官网, 点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”, 然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面, 请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全, 进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系, 电话 (010) 84533392-17。

四. 室间质评活动中的专业问题请与田华联系, 电话: 63516483。质评办公室电话: 63519127。

五. 请直接在网上回报, 如果个别单位无法在网上回报, 可将报表寄至:

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院 (三院院区) 内
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编: 400014