

重庆市临床检验中心

2023 年重庆市全血五元素检测室间质量评价活动安排

一、室间质评活动安排和项目：

2023 年全血五元素检测室间质量评价活动全年共进行 2 次，共 10 个样本，质控品分两

次寄发。具体安排如下：

活动次数	批 号	建议测定日期	上传结果截止日期	统计回报结果日期
第一次	202311, 202312, 202313, 202314, 202315	4 月 20 日	4 月 28 日	5 月 30 日
第二次	202321, 202322, 202323, 202324, 202325	9 月 20 日	9 月 28 日	10 月 30 日

质评项目（5 项）：全血铜、锌、钙、镁、铁，要求开展了该项目的实验室都要参加室间质评。

二、质评物使用方法及注意事项：

1. 各实验室收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心联系，寄出质控品 10 日后不再补寄；质评样品为液体，收到质评样品后请于-20℃保存。
2. 检测时请将质评样品放置于室温，震荡摇匀后取样稀释测定，以保证溶液均匀。在取样过程中应避免污染，稀释后应尽快检测。
3. 应将质评样品以患者样品对待，并视为具有潜在传染性。

三、结果回报：

1. 请注意建议测定日期和结果回报截止日期，在规定时间内回报的结果不予统计。
2. 使用回报表中规定的统一单位填写，每一项目数据小数保留位数以报表提供的格式为准，请正确填写回报表中的各项内容。
3. 测定方法、仪器厂家、型号、试剂和校准物厂家分别按表 1、表 2 的编码填写（否则，将影响成绩）；“校验和”为 5 个批号同一项目结果之和。
4. 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。进入“重庆市临床检验中心 http://www.cghhospital.org/depart_check/”页面，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四、室间质评活动中的专业问题请与牛长春联系，电话 63510942。质评办公室电话：63519127。

五、请直接在网上回报，如果个别单位无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市渝中区枇杷山正街 104 号 重庆市人民医院三院院区內
重庆市临床检验中心临床检验质评室 邮编：400014

重庆市临床检验中心
2023 年 4 月