

重庆市临床检验中心

2024 年真菌鉴定及药敏室间质量评价活动安排（第一次）

一、质控标本资料

标本编号	临床诊断/症状	标本来源	性别	年龄	试验说明
202421	真菌性外耳道炎	分泌物	女	58 岁	鉴定
202422	慢性髓系白血病伴发热	血液	男	65 岁	鉴定
202423	皮损伴瘙痒	皮屑	男	27 岁	鉴定
202424	HIV 感染伴皮肤溃疡	脓液	女	19 岁	鉴定+药敏
202425	发热伴血小板减少	血液	女	56 岁	鉴定+药敏

二、时间安排

建议检验时间：收到标本即做

回报截止时间：2024/09/30

统计回报时间：2024/10/30

三、注意事项

- 各实验室收到质评物后，应立即检查质评物的批号、数量是否与活动安排相符，如发现问题请及时与中心联系，寄出质控品 6 日后不再补寄。
- 室间质评标本，请按临床标本处置，实验室中所有的技术人员都应参加，采用做病人标本同样方法、步骤操作及报告结果。本次质评物为 5 管标本，如收到质评物为冻干粉末，则每管加 200ul 营养肉汤，充分混匀后接种于相应培养基；如收到质评物为液体悬浮物，则直接取适量液体直接接种于相应培养基，并按试验内容要求分离鉴定，药敏试验，并报告结果。
- 药敏试验：根据标本来源和分离的菌株类型，采取 MIC 法进行药敏试验，选择 CLSI M27M44S(第三版)/M57S（第四版）/M38M51S（第三版）建议报告的抗真菌药物对主要病原真菌进行药物敏感性试验，在报告表内相应处打☑，并填写结果。
- 标本保存：质评物放入-20℃冰箱内保存。所有质控标本应当作为传染性物质，应小心处理，高压灭菌后才能丢弃。
- 实验说明：①鉴定病原真菌：鉴定临床上有意义的病原真菌。②药敏实验：对指定标本分离的有临床意义的病原真菌，利用 MIC 法做适合于分离病原菌的抗真菌药敏试验，在上报系统里请填写检测结果和上报结果，特别是上报结果必须填写，否则影响结果录入。
- 免费使用 Web 方式传递室间质评信息。点击 <http://www.cghhospital.org/>，进入重庆市人民医院官网，点击首页图片下方“重庆市临床检验中心”，然后点击第一排最右边“EQA 登陆”进入登陆页面，请使用您单位室间质评的实验室编码作为用户名及密码登陆。为了您的室间质评信息的安全，进入后请尽快修改密码。如有问题请与检验信息网工作人员联系，电话（010）84533392-17。

四、联系方式

临检中心办公室电话：023-63519127、微生物室：023-63390339

五、请直接在网上回报，如果个别单位实在无法在网上回报，可将报表寄至：

重庆市两江新区星光大道 118 号 重庆市人民医院本部
重庆市临床检验中心临床检验质评室

重庆市临床检验中心

2024 年 9 月